


LASER LOUPES



Vergrößerung und
Augenschutz in...
...einem Produkt.



Orasoptic

LASER LOUPES

Vergrößerungen:



HiRes® 2,8

Diese Vergrößerung liefert alle wichtigen Eigenschaften, die ein gutes Lupensystem bieten kann.

- Ein großes Sichtfeld
- Optimale Tiefenschärfe
- Gestochen scharfe und helle Bilder

Dank der elliptisch geformten Okulare erschließt sich dem Anwender jedes noch so kleine Detail.

Typ: TTL
Arbeitsabstände: 20 cm bis 58 cm
Sichtfeld: Ø 10 cm



HiRes® Plus Prismenlupen 3,8 / 4,3 / 4,8

Diese erstklassigen, hochauflösenden Optiken bieten im Vergleich die höchsten Vergrößerungen. HiRes Plus Prismenlupensysteme eignen sich besonders hervorragend im Bereich prothetischer, endodontischer sowie kosmetischer Behandlungen.

Typ: TTL
Arbeitsabstände: 32 cm bis 58 cm
Sichtfeld: 3,8 TTL Ø 9 cm
4,3 TTL Ø 8 cm
4,8 TTL Ø 6 cm

Brillengestelle:



Rudy Project

Material: Carbonium, Magnesium, Silicium, Titanium
Größe: Standard

Farben:



Schwarz Carbon Platinium



Classic

Material: Titanium
Größen: Small / Medium / Large

Farben:



Schwarz Schiefer

LASER-Filter:

Die LASER-Filter von Orascoptic decken einen Großteil der Wellenlängen ab, die in der Zahnmedizin zur Zeit zum Einsatz kommen. Fragen Sie uns nach ausführlichen Informationen.

Sigma Dental Systems-Emasdi GmbH

Heideland 22 / D-24976 Handewitt

Telefon +49(0)461-957 88-0 / Fax +49(0)461-957 88-30

vertrieb@sigmadental.de

www.sigmadental.de

sds
Sigma Dental Systems