



Lupen- und Beleuchtungssysteme

DENTAL
MEDIZIN/CHIRURGIE

Willkommen IN DER WELT VON ORASCOPTIC

Keine Kompromisse


Ihre Anforderungen stehen bei der Auswahl der passenden Lupenbrille immer im Mittelpunkt. Die Lupenbrillen von Orascoptic passen sich dank der präzisen Abstimmungen aller hochwertigen Komponenten sowie der individuellen Anpassungsmöglichkeiten

selbstverständlich immer Ihren Wünschen an – und nicht umgekehrt! Somit erhalten Sie genau die richtige Mischung aus Qualität, Design, Effizienz und durchdachten ergonomischen Funktionen. Garantiert!



Warum Lupenbrillen von Orascoptic? Deshalb!

- ✓ Maximales Sichtfeld
- ✓ Maximale Tiefenschärfe
- ✓ Maximale Auflösung
- ✓ Gestochen scharfes Bild über das gesamte Sichtfeld
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Optimal ausbalanciertes System
- ✓ Exakter Neigungswinkel der Okulare
- ✓ Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
Flexible Brillenbügel | Arbeitsabstand | Sehstärke
- ✓ Premiumgläser:
Bruchsicher | Kratzfest | Antireflexbeschichtet




Mein Maßstab: JEDES DETAIL

Eine neue Ära hat begonnen. DRAGONFLY™ von Orascoptic ist mehr als nur eine Lupe. Sie ist ein Symbol für modernste Ingenieurskunst und ist die perfekte Symbiose aus Innovation, Funktionalität und Komfort. Damit ist DRAGONFLY™ die erste Wahl für alle, die auf der Suche nach der modernsten und komfortabelsten Lösung im Bereich Lupe sind. Die integrierte LED-Beleuchtung garantiert uneingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten. Die Hochleistungstechnik für

die LED-Beleuchtung ist direkt im Brillengestell integriert. Damit ist DRAGONFLY™ komplett kabellos und Sie können sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne dabei auf störende Kabel achten zu müssen. Dank des einmaligen Counter-Balance-Systems sitzt die Brille perfekt auf der Nase und reduziert dort das Gewicht um bis zu 30% (verglichen mit einer traditionellen Lupe). Das sorgt für optimalen Tragekomfort über den gesamten Tag.



„DRAGONFLY™ IST DIE **VOLLKOMMENE**
KOMBINATION AUS ERGONOMIE,
OPTIK UND FUNKTIONALITÄT.“



Einarbeitung von Sehstärken bei allen Modellen gegen Aufpreis möglich.



Das Premiummodell




Keramikbeschichtete Brillenfassung für eine hohe Abriebfestigkeit und extreme Härte für unübertroffene Haltbarkeit.

DRAGONFLY™ PRO

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Vergrößerungen 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 EyeZoom EyeZoom Mini EyeZoom MAX ERGO 3,5 ERGO 5,0 | Leuchtdauer Stufe 2: 3 Std. 45 Min. mit 2 Akkus Stufe 1: 5 Std. 40 min. mit 2 Akkus |
| Lichtstärke (zweistufig) Stufe 2: 98 Lumen Stufe 1: 66 Lumen | Batterieanzahl 6 Stück |



Das Prophylaxemodell




Die RDH-Elite-Okulare wurden gemeinsam mit Dentalhygienikerinnen nach deren Anforderungen designt.

DRAGONFLY™ RDH

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Vergrößerungen 2,5 ERGO 3,0 | Leuchtdauer 3 Std. 45 Min. mit 2 Akkus |
| Lichtstärke (einstufig) 98 Lumen | Batterieanzahl 4 Stück |



Das Einsteigermodell



Dies ist das bevorzugte Modell für Studierende.

DRAGONFLY™ NEO

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Vergrößerungen Macro 2,5 3,0 3,5 ERGO 3,5 | Leuchtdauer 3 Std. 45 Min. mit 2 Akkus |
| Lichtstärke (einstufig) 98 Lumen | Batterieanzahl 4 Stück |



Lupenbrille ERGO



ERGONOMIE auf einem NEUEN LEVEL

Sie tragen über viele Stunden am Tag Ihre Lupenbrille. Viele können ohne dieses Hilfsmittel gar nicht mehr arbeiten. Generell unterstützt das Tragen einer Lupenbrille eine gesunde Körperhaltung. Durch diese verbesserte Haltung werden muskuläre Verspannungen sowie Rückenschmerzen vorgebeugt. Aber auch beim Arbeiten mit einer traditionellen Lupenbrille muss der Kopf leicht nach vorne gebeugt werden, ähnlich dem Grad wie bei einem Blick auf das eigene Handy. Dadurch wird die Nackenmuskulatur über einen längeren Zeitraum gedehnt.

Die ERGO Lupenbrille ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einer neuen ergonomischen Lösung im Bereich Lupenbrille sind. Die ERGO Lupenbrille ist so konzipiert, dass der Kopf und der Nacken beim Tragen gerade und in einer absolut entspannten Position bleiben. Der Blick des Benutzers wird durch die innovative Bauweise der Okulare auf das Behandlungsfeld umgelenkt. Somit wird auch bei längerer Tragedauer die Nacken- und Rückenmuskulatur nicht übermäßig beansprucht.

Lupenbrille ERGO

HDL ERGO

5,0x

Passende Brillenfassungen

Phantom | DRAGONFLY™ PRO | Triumph | Tempo
Tempo Refined Fit | RydonX

| Vergröße- rung | Arbeitsab- stand | Sichtfeld | Tiefen- scharfe |
|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 5,0 | Individuell | Ø 6,5 cm | 6,5 cm |

Gewicht 672 g gemessen mit einer Triumph-Fassung



HDL ERGO

3,5x

Passende Brillenfassungen

Phantom | DRAGONFLY™ PRO | DRAGONFLY™ NEO
Triumph | Tempo | Tempo Refined Fit | RydonX

| Vergröße- rung | Arbeitsab- stand | Sichtfeld | Tiefen- scharfe |
|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 3,5 | Individuell | Ø 8,5 cm | 8,0 cm |

Gewicht 676 g gemessen mit einer Triumph-Fassung



RDH ERGO

3,0x

Passende Brillenfassungen

Phantom | RDH Elevate | DRAGONFLY™ RDH
Triumph | Tempo | Tempo Refined Fit | RydonX

| Vergröße- rung | Arbeitsab- stand | Sichtfeld | Tiefen- scharfe |
|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 3,0 | Individuell | Ø 9,5 cm | 9,0 cm |

Gewicht 69,4 g gemessen mit einer Tempo-Fassung




EyeZoom




Sehstärke

Einarbeitung möglich
(gegen Aufpreis)



Befestigungssystem

TTL („maßgeschneidert“
in das Brillenglas
eingelassen)



Konica Minolta®

Sofort scharfes Sehen dank
der ausgereiften Technik
von Konica Minolta®

DER EyeZoom KOSMOS

Ihre Vorteile

EyeZoom ist die erste Lupenbrille, bei der Sie mit nur einem kleinen Dreh an den Okularen zwischen den Vergrößerungen wechseln können ohne den individuellen Arbeitsabstand zum Patienten verändern zu müssen. Lieferbar in drei Varianten.

- ✓ Mehrere Vergrößerungsstufen in einer Lupenbrille
- ✓ Einfacher Wechsel durch Drehen an den Okularen
- ✓ Leichtes Tragegefühl und ein ästhetisch ansprechendes Design

EyeZoom Okulare

Unverwechselbare
Tiefenschärfe und eine
brillante Abbildung



Passende Brillenfassungen

Phantom | Tempo | Tempo Refined Fit | RydonX
Triumph | Dragonfly™ PRO

EyeZoom MAX



| Vergrößerung | Arbeits- abstand | Sichtfeld | Tiefen- schärfe |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 3,5-fach | individuell | Ø 8,8 cm | 8,8 cm |
| 6,5-fach | | Ø 5,6 cm | 5,0 cm |

Gewicht 92,7 g gemessen mit einer Tempo-Fassung




3,5x 6,5x

EyeZoom



| Vergrößerung | Arbeits- abstand | Sichtfeld | Tiefen- schärfe |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 3-fach | individuell | Ø 9,5 cm | 11,9 cm |
| 4-fach | | Ø 7,4 cm | 9,7 cm |
| 5-fach | | Ø 6,1 cm | 7,6 cm |

Gewicht 86,2 g gemessen mit einer Tempo-Fassung



3x 4x 5x

EyeZoom Mini




| Vergrößerung | Arbeits- abstand | Sichtfeld | Tiefen- schärfe |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 2,5-fach | individuell | Ø 10,1 cm | 12,1 cm |
| 3,5-fach | | Ø 8,1 cm | 9,6 cm |

Gewicht 73,7 g gemessen mit einer Tempo-Fassung



2,5x 3,5x

RDH Lupenbrillen



Ergonomie und Komfort für die PROPHYLAXE

Vergrößerungen



RDH ERGO 3,0x

Passende Brillenfassungen

Phantom | RDH Elevate | DRAGONFLY™ RDH
Triumph | Tempo | Tempo Refined Fit | RydonX

| Vergröße- rung | Arbeitsab- stand | Sichtfeld | Tiefen- scharfe |
|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 3,0 | Individuell | Ø 9,5 cm | 9,0 cm |

Gewicht 69,4 g gemessen mit einer Tempo-Fassung



RDH 2,5x

Passende Brillenfassungen

Phantom | RDH Elevate | DRAGONFLY™ RDH
Triumph | Tempo | Tempo Refined Fit | RydonX

| Vergröße- rung | Arbeitsab- stand | Sichtfeld | Tiefen- scharfe |
|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 2,5 | Individuell | Ø 10,2 cm | 15,2 cm |

Gewicht 48,2 g gemessen mit einer Phantom-Fassung

Brillenfassungen

RDH ELEVATE



Markenfassung von Orascoptic

Größen S | M
Sehstärke Einarbeitung möglich



PHANTOM



Markenfassung von Orascoptic

Größen S | M
Sehstärke Einarbeitung möglich



Lupenbrille mit integrierter Beleuchtung

RDH DRAGONFLY™


Markenfassung von Orascoptic

- ✓ Lupenbrille mit integrierter Beleuchtung
- ✓ Kabelloses Beleuchtungssystem

Größen: S | M | L
Sehstärke: Einarbeitung möglich

Technische Daten

Vergrößerungen 2,5 | ERGO 3,0
Leuchtdauer 3 Std. 45 Min. mit 2 Akkus
Lichtstärke (einstufig) 98 Lumen
Batterieanzahl 4 Stück



HIGH Definition

HD Lupe MACRO

2,5x

Die High Definition Lupe MACRO bietet dank der runden Okulare maximale Sicht und Schärfe im gesamten Arbeitsfeld. Das kompakte, dennoch sehr leichte Design der Okulare sorgt für einen hervorragenden Tragekomfort.

| Vergrößerung | Arbeitsabstand | Sichtfeld | Tiefenschärfe |
|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 2,5-fach | individuell | Ø 10,4 cm | 12,7 cm |



HD Lupe 3.0

3,0x

Die dreifache Vergrößerung gibt Ihnen die Sicherheit einer gleichbleibenden Präzision in Ihrer täglichen Arbeit. In Verbindung mit dem individuellen Arbeitsabstand sowie dem optimalen Neigungswinkel der Okulare ermöglicht die High Definition Lupe 3.0 eine ergonomisch korrekte Haltung.

| Vergrößerung | Arbeitsabstand | Sichtfeld | Tiefenschärfe |
|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 3,0-fach | individuell | Ø 7,9 cm | 19,0 cm |



Befestigungssystem TTL

Passende Brillenfassungen Phantom | Tempo | Tempo Refined Fit | RydonX | Triumph | RDH Elevate | DRAGONFLY™ PRO | DRAGONFLY™ NEO

VON SIGMA DENTAL FÜR SIE!

Lieferumfang für alle Lupen:

Seitenspritzschutz, Brillenband, Brillenputztuch, personalisierte Brillenbox, Schraubendreher, Brillenreinigungsspray „SeeGreen“ (siehe Seite 26)

HD Prismenlupen

3,5x

4,5x

5,5x

Dank individuell wählbaren Vergrößerungsmöglichkeiten von 3,5x bis 5,5x erkennen Sie jedes Detail, besonders im chirurgischen bzw. mikrochirurgischen Bereich und vermeiden Ermüdungserscheinung durch einfaches Fokussieren kleinster Behandlungsareale.

Befestigungssystem TTL

Passende Brillenfassungen Phantom

Tempo | Tempo Refined Fit | RydonX | Triumph

DRAGONFLY™ PRO | DRAGONFLY™ NEO (nur 3,5-fach)

| Vergrößerung | Arbeitsabstand | Sichtfeld | Tiefenschärfe |
|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 3,5-fach | individuell | Ø 8,9 cm | 9,1 cm |
| 4,5-fach | | Ø 7,5 cm | 6,7 cm |
| 5,5-fach | | Ø 6,4 cm | 5,9 cm |



3,5x



4,5x



5,5x

OmniOptic

Entdecken Sie das einzige Lupensystem mit austauschbaren Okularen, mit dem Sie für jeden Eingriff die optimale Vergrößerung auswählen können. OmniOptic bietet vier Vergrößerungen von 2,5–5,5x und ist ein ideales System für Benutzer, die ihre Vergrößerung im Laufe ihrer Karriere steigern möchten.

Befestigungssystem TTL

Passende Brillenfassungen Phantom | Tempo | Tempo Refined Fit | RydonX | Triumph

| Vergrößerung | Arbeitsabstand |
|--------------|----------------|
| HDL 2,5x | individuell |
| HDL 3,5x | individuell |
| HDL 4,5x | individuell |
| HDL 5,5x | individuell |



Ihre Vorteile

- ✓ Mehrere Vergrößerungsstufen
- ✓ Einfacher Wechsel innerhalb von Sekunden durch Magnettechnik
- ✓ Einarbeitung von Sehstärken bei allen Modellen gegen Aufpreis möglich
- ✓ Leichtes Tragegefühl und ein ästhetisch ansprechendes Design

OMNIOPTIC
BY ORASCOPTIC

Brillenfassungen



Qualität UND DESIGN



Eher klassisch, lieber sportlich oder doch mehr „Fashion“? Egal, für welches Modell Sie sich auch entscheiden: Die Brillenfassungen von Orasoptic stehen für Qualität und Design. Es sind keine Brillengestelle „von der Stange“, sondern wurden speziell für den Gebrauch einer Lupenbrille modifiziert bzw. teilweise sogar extra dafür entwickelt. Alle Modelle überzeugen durch Leichtigkeit und hohen Tragekomfort und verhelfen somit zu einem bequemen Arbeiten über einen langen Zeitraum.

Triumph

Die Brillenfassung TRIUMPH von Orasoptic ist die perfekte Wahl für alle, die Komfort, Style und Leichtigkeit mit einer Lupenbrille kombinieren wollen.

Das Titangestell beeindruckt mit einem geringen Gewicht und einem stilvollen Design, das durch fünf verschiedene Bi-Color-Farbtöne hervorgehoben wird.

Ihre Vorteile

- ✓ Leicht und bequem durch Titangestell
- ✓ Mehr Tragekomfort durch verstellbaren Nasensteg
- ✓ Mehr Extras durch Namensgravur im Brillenbügel und justierbare Bügelenden



ORASCOPTIC

Markenfassung von Orasoptic

Größen S | M | L

Befestigungssystem TTL

Sehstärke Einarbeitung möglich



Schwarz Gold Rosé Gold Saphir Schiefer

Phantom

Extrem leicht und zugleich genial stabil – das ist die neueste Brillenfassung „Phantom“ von Orasoptic. Die Kombination aus schmaler Fassung und hoher Eleganz in einem leicht sportlichen Design bietet einen zeitlosen Chic. Den bequemen Tragekomfort gibt es inklusive dazu.

Ihre Vorteile

- ✓ Extrem leichte Titanfassung
- ✓ Äußerst stabil und trotzdem flexibel
- ✓ Hoher Tragekomfort




ORASCOPTIC

Markenfassung von Orasoptic

Größen S | M

Befestigungssystem TTL

Sehstärke Einarbeitung möglich



Schwarz Iris Rosé Gold Saphir Schiefer



Tempo



ORASCOPTIC

Markenfassung von Orasoptic

Größen S | M | L

Befestigungssystem TTL

Sehstärke Einarbeitung möglich



Schwarz Schiefer Amethyst Weinrot Blau

Tempo Refined Fit (ohne Abb.)

In den Eigenschaften mit dem Modell TEMPO identisch, verfügt das Modell TEMPO REFINED FIT über einen einzigartig gestalteten Nasensteg, der einen bequemen und sicheren Sitz auf einem weniger ausgeprägten Nasenrücken ermöglicht.

Durch die rundere Gestaltung der Fassung wird sichergestellt, dass die Brillenfassung nicht auf den Wangenknochen aufliegt.



Bei allen Modellen

Okulare sind direkt im Trägerglas passgenau eingelassen.



RydonX

Ein bequemer Sportrahmen aus hochwertigen Materialien. Diese Brillenfassung von Orasoptic überzeugt durch Leichtigkeit und perfekten Sitz und garantiert durch diese Kombination ein entspanntes Sehen und einen angenehmen Tragekomfort. Mit Hilfe des mitgelieferten Seitenspritzschutzes wird aus der Orasoptic Lupenbrille eine vollwertige Schutzbrille.




RUDY PROJECT
TECHNOLOGY COME

Markenfassung von Rudy Project

Größen Standard, Deep B

Befestigungssystem TTL

Sehstärke Einarbeitung möglich



Schwarz Carbon Weinrot Blau

Ihre Vorteile

- ✓ Individuelle und stilvolle Passform
- ✓ Innovatives Design
- ✓ Regelmäßiges Nachjustieren entfällt

Ultra Smart PLUS



NEU

LICHT
ist Pflicht!

Seit fast zwei Jahrzehnten setzen wir mit der Marke „Ultra Smart“ Maßstäbe im Bereich der professionellen Beleuchtungssysteme für die Zahnmedizin. Unser neuestes Highlight: „Ultra Smart PLUS“. Unsere Systeme profitieren von einer beeindruckenden Steigerung der Leuchtkraft ohne dabei die Akkulaufzeiten zu beeinträchtigen. Dies bedeutet für Sie nicht nur mehr Helligkeit, sondern auch mehr Effizienz in Ihrem Arbeitsalltag.

Unser neuestes Update bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität und Modernität. Dank des innovativen Magnet-systems können Sie zwischen den drei kompatiblen

Modellen mühelos wechseln – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ob kabellos oder mit Kabel, Sie haben die Freiheit, Ihr System ganz nach Wunsch zu erweitern. Ein Strahler, drei Möglichkeiten – für maximale Anpassungsfähigkeit.

Die „Ultra Smart PLUS“-Serie bietet Ihnen für alle Bereiche der Zahnmedizin die ideale Lösung – hergestellt in Deutschland mit höchster Präzision und Qualität. Erleben Sie jetzt, wie „Ultra Smart PLUS“ Ihre Arbeitsweise verbessert und entdecken Sie die neue Dimension der zahnmedizinischen Beleuchtung.

Alle Sigma Dental LED-Beleuchtungen sind ausschließlich für den zahnmedizinischen Bereich.

Kein Bock
auf Kabel?Ultra Smart PLUS
CUBE TOUCH

Schluss mit nervigen Kabeln – entscheiden Sie sich für die kabellose Freiheit mit dem LED-Beleuchtungssystem CUBE TOUCH. Dank des innovativen Magnetsystems sitzt das Steuergerät kabellos direkt am Strahler. Mit der benutzerfreundlichen Touch-Funktion wechseln Sie mit nur einer leichten Berührung mühelos zwischen den zwei Helligkeitsstufen.

Das Beste: Das CUBE TOUCH ist mit unseren anderen Modellen ZWEII und STUDY kompatibel. Das bedeutet maximale Flexibilität und die perfekte Ergänzung zu den kabelgebundenen Varianten.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|----------------|
| Lichtstärke (Stufe 2) | ca. 45.000 Lux |
| (Stufe 1) | ca. 30.000 Lux |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Leuchtdauer (Stufe 2) | ca. 2 Stunden pro Akku |
| (Stufe 1) | ca. 3 Stunden pro Akku |

| | |
|---------------|----------|
| Gesamtgewicht | ca. 19 g |
|---------------|----------|



Magnet dran! Licht an!

- ✓ Kabellose LED-Beleuchtungseinheit
- ✓ Jetzt mit 2-stufiger Helligkeitsregulierung
- ✓ Einfaches Handling mit Magnetsystem
- ✓ Touch-Funktion zum An- und Ausschalten
- ✓ Akkus wiederaufladbar per USB-Ladestick
- ✓ Kombinierbar mit Ultra Smart PLUS ZWEII und Ultra Smart PLUS STUDY

„LICHT AN FÜR IHRE BESTLEISTUNG.“

Maximal hell!

Mini-Größe, Maxi-Leistung!

Ultra Smart PLUS ZWEII

Sie geben sich nur mit dem Besten zufrieden? Dann werden Sie die neue Version ZWEII lieben.

Mit 80.000 Lux ist es unser leistungsstärkstes LED-Beleuchtungssystem und sorgt für höchste Präzision in Ihrer täglichen Arbeit – und das ist noch nicht alles. Es kommt außerdem mit einem starken Akku, der bis zu 32 Stunden hält – je nach gewählter Helligkeitsstufe. So können Sie sich ohne Sorgen um Lichtverhältnisse oder Leuchtdauer ganz auf die Behandlung konzentrieren.

Unser leistungsstärkstes System!

- ✓ Mit Magnetkabel für einfache Handhabung – auch mit Lichtsystem CUBE TOUCH kombinierbar
- ✓ Extrem lange Akkulaufzeit
- ✓ Individuelle Helligkeitsregelung (dreistufig)
- ✓ Konstante Lichtleistung – sogar bei nachlassender Akkuleistung
- ✓ Schattenfreie Ausleuchtung der gesamten Mundhöhle



| Technische Daten | |
|------------------|-------------------|
| Lichtstärke | ca. 80.000 Lux |
| Leuchtdauer | bis zu 32 Stunden |
| Gewicht Strahler | nur 5,6 g |

Ultra Smart PLUS STUDY

Frisch im Job, noch mitten im Studium oder im Prophylaxebereich tätig? Da haben wir doch was!

Unser Lichtsystem STUDY ist perfekt für alle, die mit 60.000 Lux und bis zu 15 Stunden Akkuleistung Bestleistungen erbringen wollen. Es ist ein Leichtgewicht, einfach in der Bedienung und bietet dabei auch noch ein angenehmes Tragegefühl. Mehr geht nicht.

Klein. Handlich. Praktisch.


- ✓ Mit Magnetkabel für einfache Handhabung
- ✓ Kombinierbar mit Ultra Smart PLUS CUBE TOUCH
- ✓ Integrierter Leuchtring zeigt immer den aktuellen Ladestatus an
- ✓ Optimale Ausleuchtung des gesamten Arbeitsfeldes
- ✓ 2 Helligkeitsstufen



| Technische Daten | |
|------------------|-------------------|
| Lichtstärke | ca. 60.000 Lux |
| Leuchtdauer | bis zu 15 Stunden |
| Gewicht Strahler | nur 5,6 g |



Optimale Sicht ist UNERLÄSSLICH!



Finden Sie genau die Orasoptic Beleuchtungslösung, die Ihre Sicht entscheidend verbessert, indem sie Schatten in Ihrem Sichtfeld reduziert und Ihnen ermöglicht, mit höchster Präzision zu arbeiten.

Und dank der innovativen TruColor-Technologie, die in allen Orasoptic Beleuchtungssystemen integriert ist, genießen Sie eine originalgetreue Farberkennung von Zahn- und Gewebefarben. Dies macht Ihre Diagnosen und Behandlungen noch genauer.

Alle abgebildeten Beleuchtungssysteme von Orasoptic mit TruColor Technik:

Originaltreue Farberkennung zur besseren Identifizierung von Gewebefarben und Farbtönen



SPARK

Kabellose Freiheit

- ✓ Touch Control: Licht an! Licht aus! Fertig!
- ✓ Einfache Adaption an die Brillenfassung
- ✓ Passt auf jede Lupenbrille
- ✓ Aufladen to go – auch per USB möglich



**DRAN!
AN!
LOS!**

Technische Daten

| | |
|---------------|------------------------|
| Lichtstärke | 40 Lumen |
| Leuchtdauer | 3 Stunden pro Akkupack |
| Gesamtgewicht | 29,1 g |

ENDEAVOUR & ENDEAVOUR XL

Volle Akkupower

- ✓ Fokussierter homogener Lichtstrahl
- ✓ Stufenlose Lichtstärkenregelung (Touch Control)
- ✓ Bis zu 24 Stunden Akkulaufleistung (je nach Modell)



Technische Daten

| | |
|------------------|--|
| Lichtstärke | bis 91 Lumen (XL-Version bis 115 Lumen) |
| Leuchtdauer | 21 bis 24 Stunden (je nach Modellvariante) |
| Gewicht Strahler | 10,0 g |

ENDEAVOUR MD

Besonders gut geeignet für chirurgische Eingriffe

- ✓ Bis zu 24 Stunden konstante Lichtleistung
- ✓ Farbwiedergabeindex von über 90 CRI
- ✓ Einfache und intuitive Bedienung dank Druckknopf zum Ein- und Ausschalten



Technische Daten

| | |
|------------------|--|
| Lichtstärke | 68 90 115 Lumen |
| Leuchtdauer | 10 bis 24 Stunden (je nach Leuchtstärke) |
| Gewicht Strahler | 10,0 g |

BRILLENPFLEGE FÜR Ihre Praxis, unterwegs UND ZUHAUSE

SeeGreen ist ein umweltfreundliches, klimaneutrales Pumpspray, das vielfältig anwendbar ist. Es kommt ganz ohne den Zusatz von Alkohol, Silikon oder VOC aus und reinigt alle Glasmaterialien streifen- und schlierenfrei, angefangen bei der Brille über Sonnen- und Schutzbrillen bis hin zu Computer-, Tablet- und Handydisplays sowie Spiegel, Helmvisiere und Kameraobjektive. Dabei ist es unerheblich, ob die Gläser beschichtet, getönt oder anders veredelt sind. Neben den gründlichen Reinigungseigenschaften schützt der Reiniger effektiv vor Beschlägen und ist antistatisch.



NUTZEN SIE das Brillenabo



Bezahlen Sie jetzt ganz leicht und bequem über 6 oder 12 Monate mit dem Brillen-Abo von Sigma Dental. Natürlich zinslos und ohne versteckte Kosten. Und freuen Sie sich über beste Sicht und mehr finanziellen Spielraum.

Weitere Infos hier:



ORASCOPTIC powered by SIGMA DENTAL

Wie wichtig es ist, genau hinzuschauen und das Richtige zu erkennen, um genau das Richtige zu tun, wissen Sie am allerbesten. Eine individuelle Lupenbrille ist hier von großem Vorteil. Beim Kauf sollten Sie unbe-

dingt auf unsere Qualität setzen. Zum einen, damit Ihre Behandlungsergebnisse perfekt sind. Und zum anderen, damit Sie lange Freude an Ihrer Lupenbrille haben.

Bei uns sind Sie in guten Händen!

Wir von Sigma Dental gehörten vor über 20 Jahren zu den ersten, die mit individuellen Lupenbrillen in Deutschland gestartet sind. Mit der Marke Orascoptic sowie den passenden LED-Beleuchtungssystemen haben wir uns einen Namen gemacht. Und dieser steht nicht nur für herausragende Produktqualität, sondern auch für eine persönliche und individuelle Beratung mit Know-how sowie qualifizierte Serviceleistungen, auf die Sie sich verlassen können.

Profitieren Sie von unserem Rundum-Service

- ✓ Umfassende Beratung und Langzeitservice
- ✓ Einarbeitung Ihrer Sehstärke (auch nachträglich)
- ✓ Einarbeitung Ihres individuellen Arbeitsabstandes (auch nachträglich)
- ✓ „Style & Change“:
Umbau Ihrer Orascoptic Lupenbrille in ein anderes Brillengestell von Orascoptic oder Rudy Project
- ✓ Eigenes Optiker-Team
- ✓ Inspektionsservice, Umbau, Ersatzteilservice oder auch mal eine Reparatur – darum kümmert sich unser erfahrenes Optiker-Team in unserem eigenen Service Center. Schnell und unkompliziert!

Tipp: Mit einer jährlichen Inspektion haben Sie lange Freude an Ihrer Lupenbrille!



Ihr Optiker-Team ist gerne persönlich für Sie da!

Telefon: +49 461-957 88 27
servicecenter@sigmadental.de

Besuchen Sie uns auch online:

Die Daten Ihrer regionalen Kontaktperson finden Sie selbstverständlich auf unserer Homepage.



→ www.sigmadental.de

