



PROFESSIONELLE PROPHYLAXE MIT EINER LUPENBRILLE VON SIGMA DENTAL

Brillenfassung

RDH ELEVATE™

- Speziell entwickelt für DHs und ZMPs
- Leichter und modischer Metallrahmen
- "Fashion meets Funktionalität"



Farben:



Schwarz



Clear



Glacier



Tortoise



Pink Pearl



Vergrößerungen

RDH ERGO™ 3,0x

Vergrößerung: 3,0-fach

Arbeitsabstand: Individuell

- Verbesserte ergonomische Körperhaltung durch innovative Bauweise der Okulare
- Keine Überdehnung der Nackenmuskulatur
- Hoher Tragekomfort durch entspannte Kopfhaltung



RDH 2,5x

Vergrößerung: 2,5-fach

Arbeitsabstand: Individuell

- Großes Sichtfeld und eine optimale Tiefenschärfe
- Gestochen scharfe, helle Bilder
- Sehr leichte Bauweise

LED-Beleuchtung

Ultra Smart CU•BE touch

Lichtstärke	(Stufe 2)	ca. 35.000 Lux
	(Stufe 1)	ca. 27.000 Lux
Leuchtdauer	(Stufe 2)	ca. 2 Std. pro Akku
	(Stufe 1)	ca. 3 Std. pro Akku
Gesamtgewicht	19 g	

Magnet dran! Licht an!

- Kabellose LED-Beleuchtung
- Mit 2-stufiger Helligkeitsregelung
- Einfaches Handling mit Magnetsystem
- Touch-Funktion zum An- und Ausschalten sowie zum Regulieren der Lichtstärke
- Akkus wiederaufladbar per USB-Ladestick



Gelbfilter im Lieferumfang enthalten.